



KITS CONSOMMABLES PNEUMATIQUES

KITS PNEUMATIQUES



KIT CPS23
Nébuliseur avec masque adulte / ado
et embout buccal



KIT CPS
Nébuliseur avec masque adulte / ado



KIT CPSN
Nébuliseur avec masque enfant

KITS PNEUMATIQUES SONIQUES



KIT CPS24
Nébuliseur pour effet sonique
avec masque adulte / ado et embout narinaire



KIT CPS24N
Nébuliseur pour effet sonique
avec masque enfant

ACCESSOIRE ST23 / ST24

REF 2021

DISPOSITIF DE CONTRÔLE POUR ST23 & ST24

→ Facilite la maintenance et la traçabilité entre deux locations conformément aux exigences en vigueur.

→ Le dispositif de contrôle SYST'AM® permet de s'assurer du bon fonctionnement et des performances des générateurs d'aérosol pneumatiques ST23 et ST24.

Il établit un diagnostic précis de l'état de fonctionnement du compresseur de l'appareil testé.

→ Simple à utiliser.

→ Diagnostic immédiat.

→ Ce dispositif de contrôle ne convient qu'aux appareils SYST'AM® ST23 & ST24.





TABLEAU GÉNÉRAL
DES KITS PNEUMATIQUES



PATIENT ÂGÉ
DE MOINS DE 10 ANS

TYPE DE KIT RÉFÉRENCE	CPS23 <small>REF</small> CPS23/5	CPS <small>REF</small> CPS/5	CPS24 <small>REF</small> CPS24/5	CPSN <small>REF</small> CPSN/5	CPS24N <small>REF</small> CPS24N/5			
DESCRIPTION	Kit de nébulisation avec masque adulte / ado + embout buccal 	Kit de nébulisation avec masque adulte / ado 	Kit de nébulisation sonore avec masque adulte / ado + embout narinaire 	Kit de nébulisation avec masque enfant 	Kit de nébulisation sonore avec masque enfant 			
CONDITIONNEMENT 	par 5	par 5	par 5	par 5	par 5			
COMPATIBILITÉ KITS / APPAREILS SUIVANT LA DESTINATION DU TRAITEMENT				<input checked="" type="checkbox"/> Association idéale	<input checked="" type="checkbox"/> Association possible			
 ST23 Standard  TRAITEMENT À VISÉE BRONCHO-PULMONAIRE	<input checked="" type="checkbox"/> avec embout buccal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> avec masque = ST23 + CPS (effet sonore inactif)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> = ST23 + CPSN (effet sonore inactif)			
	<input checked="" type="checkbox"/> avec embout buccal = ST23 + CPS23 (effet sonore inactif)	<input checked="" type="checkbox"/> = ST23 + CPS (effet sonore inactif)		<input checked="" type="checkbox"/> = ST23 + CPSN (effet sonore inactif)				
 ST23 Standard  TRAITEMENT À VISÉE O.R.L.	<input checked="" type="checkbox"/> avec masque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> avec embout narinaire = ST23 + CPS (effet sonore inactif)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> = ST23 + CPSN (effet sonore inactif)			
	<input checked="" type="checkbox"/> avec masque = ST23 + CPS23 (effet sonore inactif)	<input checked="" type="checkbox"/> = ST23 + CPS (effet sonore inactif)	<input checked="" type="checkbox"/> avec embout narinaire	<input checked="" type="checkbox"/> = ST23 + CPSN (effet sonore inactif)	<input checked="" type="checkbox"/>			
CHOIX DE L'INTERFACE								
	O.R.L.							
	BRONCHES	+++	++	++	++		++	++
	POUMON PROFOND	+++	+	+	+		+	+
COMPOSITION DES KITS								
Nébuliseur 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Tubulure 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tubulure pour effet sonore 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Filtre 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Embout buccal 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Masque adulte 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Masque enfant 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Masque adulte pour effet sonore 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Embout narinaire pour effet sonore 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Masque enfant pour effet sonore 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			