

HEINE ClipLight®

Lampe stylo de diagnostic et porte-abaisse-langue

ClipLight est une lampe à clip de haute qualité qui peut être utilisée non seulement comme lampe de diagnostic mais aussi comme porte-abaisse-langue éclairant. ClipLight s'éteint automatiquement dans la poche.

- ∴ **Design élégant en acier raffiné.** Grande longévité, robuste.
- ∴ **Lumière blanche et homogène.** Bon champ de vision.
- ∴ **Pour abaisse-langue en bois ou abaisse-langue à usage unique.** Pratique, à usage multiple.



ClipLight	2,5 V
sans porte-abaisse-langue	D-001.73.150
Trousse combinée, sans porte-abaisse-langue, avec étui rigide	D-225.10.150
Trousse combinée, avec porte-abaisse-langue et étui rigide	D-224.10.150
Trousse combinée, avec porte-abaisse-langue et emballage transparent	D-224.10.151
Ampoule de rechange pour ClipLight	X-001.88.094

Abaisse-langue à usage unique

Carton de 100 abaisse-langue à usage unique	B-000.12.304
---	---------------------

Lampe à clip HEINE mini-c®

Lampe de poche maniable, de grande longévité

► **NOUVEAU !**

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact avec tête chromée. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène. Lampe à clip mini-c adaptable uniquement pour les poignées mini-c. Poignées mini-c non-compatibles avec les instruments mini 3000. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire.

- ∴ **Lampe compacte, ovale et élégante.** Forme ergonomique permettant une bonne prise en main de l'instrument.
- ∴ **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.** Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- ∴ **S'éteint automatiquement quand on la remet en poche.**
- ∴ **Piles de rechange.** Type AAA.
- ∴ **Design protégé.**



Lampe à clip mini-c	2,5 V
en emballage de protection avec 2 piles type AAA	D-001.73.109
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.108
Lampe à clip mini-c avec Illuminateur auriculaire en emballage de protection avec 2 piles type AAA	D-001.73.103
Illuminateur auriculaire pour Lampe à clip mini-c en emballage de protection (6 pcs.)	D-000.73.105


www.distrimed.com

Lampe à clip HEINE mini 3000®

Lampes de poche robustes et de grande longévité



Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne avec tête chromée. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire.

- ∴ **Lampe compacte, ovale et élégante.** Forme ergonomique permettant une bonne prise en main de l'instrument.
- ∴ **Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, améliorée, qui apporte 100 % de lumière en plus comparée avec les ampoules classiques.**
Lumière claire et concentrée.
- ∴ **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche.
- ∴ **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.**
Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- ∴ **Piles de rechange.** Type AA.

∴ Lampe de poche longévité

∴ 100 % de lumière en plus

∴ S'éteint automatiquement

Lampe à clip mini 3000	2,5 V
complète sur poignée à piles mini 3000	D-001.73.131
Tête de lampe à clip pour poignée à piles mini 3000	D-001.73.130
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.107

Lampe combinée HEINE mini 3000®

Lampe de poche compacte mais aussi porte-abaisse-langue éclairant

Lampe de poche robuste, à grande longévité avec un design compact, moderne, en noir ou bleu. Lumière claire et concentrée grâce à la nouvelle ampoule-lentille XHL Xénon halogène. Uniquement combinable avec le système de poignée mini 3000.

- ∴ **Nombreuses fonctions.** Lampe tout usage avec support pour abaisse langue en bois ou abaisse langue HEINE en plastique.
- ∴ **Clip de fixation avec interrupteur intégré.** Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche.
- ∴ **Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, améliorée, qui apporte 100% de lumière en plus comparée avec les ampoules classiques.** Lumière claire et concentrée.
- ∴ **Poignée de haute qualité : Finition chromée/plastique inégalable.**
Résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- ∴ **Lampe Technologie XHL Xénon Halogène, améliorée.** Lumière claire et concentrée.
- ∴ **Piles de rechange.** Type AA.



Lampe combinée mini 3000	2,5 V
Lampe combinée mini 3000 sur poignée à piles mini 3000, avec 5 abaisse-langue à usage unique	D-001.76.120
Lampe combinée mini 3000 avec ampoule, sans poignée	D-001.76.101
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.107

Abaisse-langue à usage unique

Carton de 100 abaisse-langue à usage unique	B-000.12.304
---	---------------------

Instruments de poche HEINE mini3000®, une gamme complète d'instruments de diagnostic de qualité. Livrable avec poignée de couleur bleue ou noire. La lampe à clip HEINE mini3000® et les accessoires de la lampe à clip mini-c sont uniquement disponibles avec tête chromée. Prière de spécifier la couleur souhaitée dans votre commande. Si la couleur n'est pas indiquée, les instruments sont livrés en noir.