

MARTEAU À RÉFLEXES VERNON, ENFANT, 20 CM

Réf. ID06601



MARTEAU À RÉFLEXES VERNON, ENFANT, 20 CM



Réf. ID06601

Pratique pour tester les réflexes tendineux

- En acier inoxydable
- Longueur 20 cm

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes à la directive 93/42/CE et à l'ISO 13485 (2016).

- Dans l'onglet « DOCUMENTS JOINTS », vous pouvez télécharger la notice de « Nettoyage et stérilisation »

- Référence 100% IN-STORE : cette référence d'instrumentation de service est garantie disponible immédiatement.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040013534

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 3,7

Largeur conditionnement (cm) : 23,0

Longueur unitaire (cm) : 20,1

Longueur conditionnement (cm) : 6,0

Hauteur unitaire (cm) : 1,7

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,100

Poids conditionnement (kg) : 0,120

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 16:24 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. ID06601

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.