

Préparez-vous
à une nouvelle expérience !



Polyvalence du pavillon.

Le côté pédiatrique du pavillon se transforme en cloche traditionnelle en remplaçant simplement la membrane par une bague anti-froid.

Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™

Sortez-le de sa boîte et laissez-vous séduire.

Le stéthoscope Littmann® Classic III™ est la nouvelle génération de stéthoscope qui aidera des millions de professionnels de santé au quotidien. Il apporte à la gamme Littmann®, plébiscitée par la profession dans le monde entier, un nouveau design, de nouvelles matières et une nouvelle technologie. Découvrez-le dès à présent :



Haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients.



Membrane double fréquence des deux côtés du pavillon pédiatrique et adulte.



Membrane en une seule pièce, facile à fixer et à nettoyer grâce à sa surface lisse et sans aspérité.



Tubulure nouvelle génération plus résistante aux fluides cutanés et à l'alcool pour une plus longue durée de vie.

Le Stéthoscope Littmann® Classic III™ vous permettra d'améliorer votre expérience d'auscultation et vous assurera un diagnostic fiable.

Pour chaque patient. Chaque jour.

Pourquoi choisir

le Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™?

Caractéristiques

La technologie double fréquence, invention 3M, permet de passer de l'écoute des hautes fréquences aux basses fréquences par simple ajustement de la pression exercée sur le pavillon.

Les embouts auriculaires sont conformables et lisses pour plus de confort. Ils assurent une fixation optimale et se clipsent à la lyre pour plus de sécurité.

La membrane du petit pavillon permet d'empêcher l'accumulation d'impuretés.

La lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire, se règle facilement selon les besoins en serrant ou en écartant les branches.

La tubulure est fabriquée sans ajout de latex naturel ni phtalates afin de préserver la santé humaine et l'environnement.

3M garantit la qualité de ses stéthoscopes grâce à des processus rigoureux et des contrôles à chaque étape de fabrication. Votre stéthoscope Littmann® sera toujours un partenaire durable et fiable qui vous suivra pendant des années.

Spécifications Stéthoscope Classic III™

Longueur 69 cm

Poids 150 g

Garantie 5 ans

PAVILLON

Conception Double pavillon adulte et pédiatrique

Matériau Acier inoxydable

Membrane Pièce unique, double-fréquence

Diamètre de la membrane Adulte : 4,3 cm
Pédiatrique : 3,3 cm

TUBULURE

Conception Simple Tubulure (simple conduit dans la tubulure)

Matériau Fabriquée sans ajout de latex naturel ni phtalates ajoutés

LYRE

Matériau Large diamètre d'un alliage type aéronautique / avec aluminium anodisé

Couleurs et finitions

Visitez notre site www.Littmann.fr et choisissez la couleur du stéthoscope Littmann® Classic III™ qui vous correspond !

Couleurs de tubulures et de finitions disponibles

TUBULURE	FINTION STANDARD	EDITIONS SPÉCIALES
Noir	5620	Black Edition 5803
Bleu Marine	5622	
Framboise	5626	
Bordeaux	5627	
Chocolat		Edition Cuivre 5809
Lavande	5832	
Turquoise	5835	
Citron Vert	5839	
Emeraude	5840	
Rose	5639	



N°Azur 0 810 331 300

PREMIER D'APPEL LOCAL



3M France
Division Prévention des Infections
Boulevard de l'Olse
95006 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél. 01 30 31 82 82
Fax. 01 30 31 85 65

www.Littmann.fr

3M
Stéthoscopes **Littmann®**

IPD-000530 – Nov 2014. Photos non contractuelles.
3M, Littmann, le logo Littmann et Classic III sont des marques déposées de 3M. © 2014. Dispositif médical de classe I selon la directive 93/42 CEE – Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation – Distribué par 3M France – 95006 Cergy-Pontoise