

OTOSCOPE À FIBRES OPTIQUES À LED SMARTLED 5500® & SMARTLED 5500-R®

Le SMARTLED 5500® a été développé avec objectif de permettre un diagnostic d'exception.



CE



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

OTOSCOPE À FIBRES OPTIQUES À LED

SMARTLED 5500®



GRANDE LUMINANCE

Doté d'une puissance exceptionnelle de 50K lumens.



TECHNOLOGIE FIBRE OPTIQUE

La diffusion de la lumière par fibre optique libère le champ de vision dans la tête de l'otoscope et diminue les risques d'éblouissement.



TECHNOLOGIE LED

D'une durée de vie presque illimitée et faiblement énergivore pour une utilisation jour après jour.



UN PARFAIT RESPECT DES COULEURS

L'indice de rendu des couleurs de 95% permet une restitution parfaite des couleurs.



UNE COLORIMÉTRIE ÉTUDIÉE

La lumière du Smartled 5500 a une colorimétrie de 4000K. Couleur ni trop chaude, ni trop froide, parfaite pour l'auscultation.



GROSSISSEMENT X3

Doté d'une loupe pivotante avec grossissement x3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tête	Matière intérieure	ABS et Inox (AISI 303)
	Matière extérieure	ABS et Inox (AISI 303)
	Support de spéculum	Inox (AISI 303)
	Raccord de soufflerie	Pour otoscopie pneumatique
Manche	Loupe pivotante	Grossissement 3 fois Matière : PCNT
	Matière	ABS et Inox (AISI 303)
Éclairage	Ampoule	LED
	Tension	2,5 Volts
	Intensité	0,15 A
	Durée de vie	50 000 heures
Luminance	85K LUX	
Alimentation	Piles	2 x LR06 AA alcalines 1,5 volts (fournies)
	Durée d'utilisation	50 heures
Accessoires	Fournis	Spéculums à usage unique Ø 4 mm : 4 pièces Spéculums à usage unique Ø 2,5 mm : 4 pièces
	Longueur totale	16,2 cm
Coffret	Dimensions	250 x 100 x 38 mm (L x l x h)
	Poids	326 g
Normes	DDM 2007/47/CE, Classe I - IEC 60601-1 : 1995, IEC 60601-1-2:2007	
GARANTIE SPENGLER	3 ANS	Tête et manche (dans les conditions normales d'utilisation), consommables exclus (spéculums, piles).
GARANTIE LÉGALE	À vie	Contre tout vice et défaut de fabrication.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Smartled 5500® - Ootoscope à fibres optiques à LED noir	570 517
Smartled 5500®-R - Ootoscope rechargeable à fibres optiques à LED noir avec socle chargeur	579 530

Accessoires

Tête de rechange pour otoscope F/O LED	570 518	Spéculum auriculaire 4 mm (boîte de 250)	L20848
Manche pour otoscope	570 519	Spéculum auriculaire 2,5 mm (boîte de 250)	L20847

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive Européenne 93/42/CEE : Classe I. L'otoscope Smartled 5500® répond aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : le Smartled 5500® est garanti à vie contre tout défaut et vice de fabrication

caché à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Le Smartled 5500® est garanti 3 ans dans les conditions normales d'utilisation.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure, les chocs et les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr