

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200 / 400 LED F.O.
Le meilleur du diagnostic avec éclairage LED^{HQ}



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

Résumé

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



Les Otoscopes BETA 200/400 LED F.O. sont les otoscopes de hautes qualités les plus avancés apportant plus de détails avec des optiques de précisions multicouches pour une représentation spatiales nettes des images, fournissant ainsi le meilleur diagnostic.

LED^{HQ} fourni une luminosité optimale, un rendu des couleurs fidèle et une durée de vie supérieure à 100 000 heures et aucun changement d'ampoule nécessaire.

Avec un grand champ de vision, le canal de l'oreille et du tympan sont clairement visible d'un coup d'œil.



PERFORMANCE
FONCTION
DURABILITÉ



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

Performance Fonction Durabilité

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



LED NOW IN HEINE QUALITY.



LIGHT INTENSITY



THERMAL
MANAGEMENT



HOMOGENEITY

LONG
LIFE

DURABILITY

CRI
97

COLOUR
RENDERING

Caractéristique

LED en HQ:

- ∴ Env. 3.500 K, IRC: 97, R9: > 93
- ∴ L'intensité lumineuse : env. 77 000 lux avec spéculum
- ∴ Durée de vie des LEDs : env. 100 000 h
- ∴ Régulation unique et en continue de la luminosité entre 100 % et 3 %

Avantage

- ∴ Meilleure reconnaissance des anomalies du canal de l'oreille
- ∴ Eclairage optimal, même avec des petits spéculums
- ∴ Temps de travail plus long (économie d'énergie)
- ∴ Pas de changement d'ampoule nécessaire (utilisation économique, sans entretien)




∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.


HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



BETA 400



Otoscope BETA 400
LED F.O. avec
grossissement 4,2 x



Otoscope
conventionnel avec
grossissement 2 x

BETA 200



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

Performance Fonction Durabilité

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY



Caractéristique

Grand champ de vision

Avantage

- ∴ Assure la vue d'ensemble nécessaire
- ∴ Possibilité d'orientation parfaite pendant les examens



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Performance Fonction Durabilité

Caractéristique

Lentilles de précision à couches multiples

Avantage


Images aux contours nets et sans distorsion



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Performance Fonction Durabilité



Caractéristique

Eclairage par fibre optique

Avantage

- ∴ Eclairage uniforme et parfait
- ∴ Vision sans ombres de l'oreille et du tympan



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Performance Fonction Durabilité

Caractéristique



Spéculums pour otoscopes HEINE
(spéculums à usage unique et
spéculums réutilisables)

Avantage

- ∴ Maintien plus ferme
- ∴ Meilleure transmission de la lumière
- ∴ Meilleure hygiène



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Performance **F**onction **D**urabilité



Caractéristique

- ∴ Manipulation d'une seule main
- ∴ Optique pivotant solidement intégré au boîtier

Avantage

- ∴ Instrumentation aisée
- ∴ Nettoyage simple



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Performance **F**onction **D**urabilité

Caractéristique



Raccord de soufflerie intégré

Avantage

Empêche les fuites d'air indésirables
lors de l'otoscopie pneumatique



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Performance Fonction Durabilité



Caractéristique

- ∴ Boîtier métallique robuste
- ∴ Lentilles résistantes aux rayures

Avantage

- ∴ Matériaux de qualité supérieure
- ∴ Ne demande pas d'entretien
- ∴ Nettoyage simple
- ∴ Robuste



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

Performance Fonction Durabilité



Caractéristique

5 ans de garantie



∴ Otoscopes HEINE BETA® 200/400 LED F.O.

L'essentiel en un coup d'œil



Exclusivité HEINE

- ∴ LED en HQ
- ∴ Optique de précision HEINE
- ∴ Régulation en continue de la luminosité
- ∴ BETA 400: Grossissement de 4,2 x

LED HQ

LED NOW IN HEINE QUALITY.



∴ **Otoscopes HEINE BETA® 200/400
LED F.O.**

Plus d'informations?

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

www.heine.com

