



ORL - LAMPE STYLO
DE POCHE À LED

LITESTICK®



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1907

FICHE PRODUIT



La qualité Spengler

Les lampes d'examen Spengler bénéficient d'un éclairage à LED de forte intensité lumineuse.

Leur température de couleur est identique à celle de la lumière naturelle. Les couleurs du site d'examen restent naturelles.

De construction simple et économique, les lampes d'examen Spengler sont parfaitement adaptées à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne.

LAMPE STYLO DE POCHE À LED LITESTICK®

1 Boîtier

En aluminium résistant aux chocs.
Compact et léger.
Conçu pour l'auscultation générale.

2 Clip de fixation en aluminium

Pour allumer en continu la lampe, appuyer sur la partie haute du clip de fixation.

3 Bouton poussoir

Pour allumer en discontinu ou éteindre la lampe, appuyer sur le bouton poussoir noir marche/arrêt.

4 Éclairage

À LED (diode électroluminescente)
Lumière froide, blanche et intense, identique à la lumière naturelle, permettant un éclairage puissant du site d'examen.

Coloris disponibles

Noir, bleu, vert, rouge ou argent.

CE



ORL - LAMPE STYLO DE POCHE À LED LITESTICK®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|
| Manche | Matière | Aluminium résistant aux chocs |
| | Dimension | Ø 11,5 mm |
| Clip de fixation | Matière | Aluminium |
| | Dimension | Longueur : 45 mm |
| Bouton poussoir | Matière | PVC |
| Éclairage | Type | LED |
| | Tension | 2,8 Volts |
| | Intensité | 20 mA |
| | Puissance | 80 mW |
| | Flux lumineux | 11 000 à 20 000 lumens (± 10%) |
| | Température d'utilisation | -20°C à + 80°C |
| | Température de stockage | -30°C à + 100°C |
| | Angle d'éclairage optimal | 20 à 30 degrés |
| Alimentation | Piles | 2 x LR03 AAA alcalines 1,5 volts |
| Accessoires | Fournis | 2 piles alcalines LR03 AAA |
| | Pièces de rechange | Ampoule à LED (2,8 V-20 mA) |
| Longueur totale | | 141 mm |
| Dimension de la boîte | | 143 x 42 x 15 mm (L x l x h) |
| Poids total (avec boîte) | | 42 g |
| GARANTIE (dans les conditions normales) | | 2 ans |

| Désignation | Référence |
|--------------------------------|----------------|
| Lampe stylo Litestick®, noir | 507 620 |
| Lampe stylo Litestick®, bleu | 507 621 |
| Lampe stylo Litestick®, vert | 507 622 |
| Lampe stylo Litestick®, rouge | 507 623 |
| Lampe stylo Litestick®, argent | 507 624 |
| Accessoires | |
| Ampoules à LED pour Litestick® | 507 690 |

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42 et sa modification 2007/47/CE : lampe stylo : classe I. Les lampes stylo Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler assure la maintenance et la réparation et forme ses distributeurs agréés à ces services.

Fabrication française certifiée ISO 9001 : 2000, ISO 13485 : 2004.

Garantie

Garantie légale (art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les lampes stylo Spengler sont garanties à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat. Garantie Spengler de 2 ans de la lampe stylo Litestick® (dans les conditions normales

d'utilisation) : remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par échange standard (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente.

Les pièces d'usure (ampoule) ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.

