

## LIAN NANO BRASSARD NYLON NOIR LARGE ADULTE (L) SPENGLER

Réf. 513200



CE  
0459



# LIAN NANO BRASSARD NYLON NOIR LARGE ADULTE (L) SPENGLER



Réf. 513200

**Léger et robuste, le tensiomètre qui allie style et performance.**

**ATTENTION :**

Possible rupture dans certaines tailles, n'hésitez pas à consulter le service commercial pour les équivalences.

**GRANDE PRÉCISION DES MESURES**

- Mécanisme «horlogerie» haute précision

**CONFORT**

- Léger
- Cuillère ergonomique pour une parfaite prise en main
- Grand cadran pour une lecture simplifiée
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro Spengler, le parfait mix entre maintien et praticité

**RÉSISTANT AUX CHOCS**

- Boîtier en ABS résistant aux chocs

**BRASSARD**

- Brassard large adulte taille L (32-42 cm), nylon Oxford, noir

**OPTION**

- 6 tailles de brassards (XXS, XS, S, M, L, XL) disponibles et version Clinic® pour prévention des contaminations croisées

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesure)	
Marquage :	CE0459	Code barres :	3700446007201
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	14,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	20,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	8,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,700
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	20	Humidité maxi :	85



26/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 513200

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.