



## OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500 PÉDIATRIE

Réf. 570517P



# OTOSCOPE SPENGLER SMARTLED 5500 PÉDIATRIE



Réf. 570517P

L'otoscope SMARTLED 5500 a été développé avec un objectif afin de permettre un diagnostic d'exception.

- Technologie LED d'avant-garde :
  - Une luminance puissante de 50K lumens,
  - Une colorimétrie de 4000K, la plage parfaite pour l'observation,
  - Un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 95 sur 100 pour une restitution parfaite des couleurs.
- Fibre optique pour une illumination directe, homogène et sans refl et du canal auriculaire et du tympan
- Loupe grossissante x3

#### FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Manche ergonomique
- Tête en ABS et Inox pour fixation sûre
- Clip de fixation avec interrupteur
- Ampoule sertie pour une plus grande fiabilité
- Ampoule LED d'une durée de vie de 55000 h

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec boîtier rigide composé de 2 piles LR6 AA, 8 spéculums (2,5mm et 4mm)

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446041694
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90189042
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	12,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	20,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,385
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	10	Humidité maxi :	90



31/05/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 570517P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.