

## STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON, NOIR

Réf. 507261



# STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER II DOUBLE PAVILLON, NOIR



Réf. 507261

**Le Magister II est un stéthoscope professionnel plus performant, plus polyvalent, plus pro.**

#### HAUTE QUALITÉ ACOUSTIQUE

- Membrane flottante multifréquences
- Pression légère = écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = écoute des hautes fréquences (pulmonaire)
- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres en aluminium

#### CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapté à l'anatomie
- Indicateur de pavillon

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	3700446030292
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,425
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/12/2022 12:29 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 507261

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.