

## MASTER PALM 2 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER

Réf. 223000



# MASTER PALM 2 - OXYMÈTRE PORTABLE SPENGLER



Réf. 223000

**L'oxymètre de pouls MASTER PALM 2® est l'oxymètre de pouls spécialement conçu pour les professionnels**

Un oxymètre pour tous les patients, grâce à un large choix de capteurs pour s'adapter à tous les patients. Légèreté et exceptionnelle autonomie, il est rapide, précis et polyvalent.

Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au néonate, afin de relever précisément leur saturation en oxygène et leur fréquence de pouls.

- Technologie adaptée aux adultes comme aux néonate
- Autonomie exceptionnelle
- Écran HD avec fonction rotation automatique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et la lisibilité en proposant une disposition verticale ou horizontale.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO2
- Affichage du pouls, de la courbe de pléthysmographie, de la SpO2 et de la courbe de SpO2
- Entièrement paramétrable, il permet de régler l'alarme, l'affichage, le son, les réglages système
- Fonction monitoring (alarme et mémoires)
- Léger et compact 58,5 x 123 x 28 mm
- Livré avec capteur SpO2 adulte rigide et 3 piles AA

Des accessoires sont disponibles en supplément selon vos préférences : batterie rechargeable et socle de recharge, capteurs pédiatriques ou néonate, capteurs souples ou clip, sacoche de transport, etc ...

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446025380

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 9018199000

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 0,718

Poids conditionnement (kg) : 0,718

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 85



09/12/2022 12:39 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 223000

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.