

# Pèse-bébé électronique

## BodyForm Duo PS3004E



### Une pesée simple, rapide et fiable

#### ↗ Pèse-bébé électronique **BodyForm Duo PS3004E**

Surveiller précisément la croissance du nourrisson et de l'enfant

- Portée de **20kg** avec une précision de **10g**
- **Large plateau incurvé et ergonomique** pour un accueil sécurisé du nourrisson
- Se transforme en pèse-enfant (jusqu'à 20 kg) grâce au **plateau amovible**
- **Lecture directe** sur un large écran de 77 x 30 mm
- **Fonction TARE** pour peser le nourrisson avec un linge
- **Fonction HOLD** pour mémoriser le poids même si le bébé bouge



#### Caractéristiques

- Plage de mesure : de 1 à 20 kg
- Précision : 10 g
- Tolérance : 1 %
- Affichage : écran à cristaux liquides
- Températures de fonctionnement : de +10°C à +40°C
- Alimentation : pile 9V modèle 6LR61 (non fournie)
- Dimensions du pèse-bébé : 55 x 29,5 x 14,5 cm
- Poids total : 2,75 kg



Ce pèse-bébé est destiné à un usage au domicile et ne doit pas être utilisé pour un usage professionnel.

<b>Référence</b>	CH 213 3000	<b>Code ACL</b>	36643 901 589 8 6
------------------	-------------	-----------------	-------------------



**Drive DeVilbiss Healthcare France** est un acteur incontournable du Respiratoire et du M.A.D. et vous propose une large gamme de produits de soins en collectivités et à domicile, pour améliorer la qualité de vie des patients en perte d'autonomie temporaire ou définitive.